

Раствор PLUM pH НЕЙТРАЛ ДУО



Код по каталогу: 131-0251-01

Для использования при попадании кислот/щелочей.

Специальный колпачок для одновременного промывания обоих глаз.

Срок хранения: 3,5 года.

Средства PLUM pH НЕЙТРАЛ - для промывания глаза кожи в случае попадания химически активных веществ.

ОПИСАНИЕ

Флакон 500 мл со стерильным буферным раствором фосфатных солей концентрацией 4,9%. Предназначен для промывания глаз и кожи при попадании кислот, щелочей и других вредных средств. Флаконы оснащены колпачком эргономичной формы, пылезащитной крышкой и подробной инструкцией на этикетке. Специальный колпачок для одновременного промывания обоих глаз.

ВОСТОК  СЕРВИС