

Комплект PLUM д/промыв.глаз в чрезв.ситуац. (4921) Plum-iBox



Код по каталогу: 141-0077-02

Продукт предполагается использовать в качестве средства первой помощи при травматическом поражении глаз растворами химических веществ.

Средства в наборе обеспечивают быструю и эффективную промывку глаз.

Используются при попадании в глаза: •

- растворов щелочей;
- растворов кислот;
- водных растворов солей;
- других химических веществ.

Станция изготовлена из прочного материала с внутренним зеркалом.

Содержит 4,9 % стерильный раствор солей фосфорной кислоты, действие которого в 50 раз эффективнее воды;

0,9 %стерильный раствор хлорида натрия.

Имеет пылезащитную крышку и подробную инструкцию на этикетке.

Комплект предназначен для однократного применения.

Флакон средства «РН-Нейтрал», 200 мл.

Флакон средства «Ай-Восс», 500 мл.

ОПИСАНИЕ

Средство увлажняющее офтальмологическое для чрезвычайных ситуация (PLUM 4921) предназначен для нейтрализации кислот, щелочей (и др. химикатов) при попадании в глаза и на кожу; при попадании инородного тела (пыль, грязь, металлическая и древесная стружка) в глаза. В 200-миллилитровом флаконе pH Neutra («РН-Нейтрал») находится 4,9% раствор фосфата, предназначенный для нейтрализации кислоты, щелочи или другого едкого химического вещества, попавшего на кожу или в глаза. В 500-миллилитровом флаконе Plum Eye Wash («Ай-Восс») находится 0,9% раствор хлорида натрия для промывания глаз от твердых частиц, например, строительной или химической пыли, деревянной или металлической стружки.

